

Stojan na mikrozukumavky 0,2/0,5/1,5 ml, PP, trojúrovňový

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 24 míst pro 0,2ml mikrozukumavky, 14 míst pro 0,5ml mikrozukumavky a 12 míst pro 1,5ml mikrozukumavky
- materiál: PP
- barva: modrá
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- číselné značení pozic pro snadnou identifikaci vzorků
- plošky na popis na boční straně
- rozměry: 165 x 125 x 60 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukumavky](#), [mikrozukumavky pro PCR](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 031	Stojan na mikrozukumavky	24 pro objem 0,2 ml, 14 pro objem 0,5 ml a 12 pro objem 1,5 ml	Modrá	4-6 týdnů	204 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.