

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na mikrozukmavky > Stojan na mikrozukmavky 0,2/0,5/1,5 ml, PP, trojúrovňový

## Stojan na mikrozukmavky 0,2/0,5/1,5 ml, PP, trojúrovňový

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 24 míst pro 0,2ml mikrozukmavky, 14 míst pro 0,5ml mikrozukmavky a 12 míst pro 1,5ml mikrozukmavky
- materiál: PP
- barva: modrá
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- číselné značení pozic pro snadnou identifikaci vzorků
- plošky na popis na boční straně
- rozměry: 165 x 125 x 60 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukmavky](#), [mikrozukmavky pro PCR](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 031	Stojan na mikrozukmavky	24 pro objem 0,2 ml, 14 pro objem 0,5 ml a 12 pro objem 1,5 ml	Modrá	4-6 týdnů	204 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*