

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na mikrozukmavky > Stojan na mikrozukmavky 1,5 a 2,0 ml, plovoucí, PP

Stojan na mikrozukmavky 1,5 a 2,0 ml, plovoucí, PP

Materiál: PP

- 2 typy: kulatý nebo čtvercový
- kapacita: 20 nebo 16 mikrozukmavek o objemu 1,5 nebo 2,0 ml
- průměr otvorů: 10,9 mm
- materiál: PP
- barva: bílá
- pro bezpečné uložení vzorků ve vodní lázni, na ledu nebo na stole
- **informace k dodávce:** stojany jsou dodávány v balení po 4 ks



Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 358	Plovoucí stojan	Kulatý	20	Bílá	Ø 98	4	1-2 týdny	386 Kč
130 647 696 359	Plovoucí stojan	Čtvercový	16	Bílá	102 x 102	4	3-4 týdny	386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.