


Stojan na mikrozkumavky 1,5 a 2,0 ml, různé barvy, PP

Materiál: PP

A 121 °C

- kapacita: 80 mikrozkumavek o objemu 1,5 nebo 2,0 ml (do průměru 11 mm)
- materiál: PP
- barva: žlutá, bílá, modrá a červená
- číselná síť pro snadnou identifikaci vzorků
- madla pro snadné přenášení
- autoklávatelný při 121 °C
- vhodný i pro skladování vzorků v mrazničkách až do -80 °C
- kompatibilní s dávkovačem Gilson FC80
- rozměry (d x š x v): 225 x 65 x 27 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozkumavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 990 198	Stojan na mikrozkumavky	80	Žlutá	1-2 týdny	122 Kč
331 850 990 199	Stojan na mikrozkumavky	80	Bílá	2-3 týdny	115 Kč
331 850 990 200	Stojan na mikrozkumavky	80	Modrá	1-2 týdny	122 Kč
331 850 990 201	Stojan na mikrozkumavky	80	Červená	4-6 týdnů	122 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.