

## Stojan na mikrozkumavky 1,5 ml, různé barvy, PP

Materiál: PP

A 121 °C

- kapacita: 100 mikrozkumavek o objemu 1,5 ml se zavřeným víčkem nebo bez víčka, nebo 50 mikrozkumavek o objemu 1,5 ml s otevřeným víčkem
- materiál: PP
- barva: bílá, modrá, žlutá a červená
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávovatelný při 121 °C
- stohovatelný (stohovat lze prázdné i plné stojany)
- lze použít i ve vodní lázni nebo mrazničce
- rozměry (d x š x v): 263 x 109,5 x 45 mm, průměr otvorů (horní/dolní) 10,8/7,7 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozkumavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 563	Stojan na mikrozkumavky	100	Bílá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 419 563	Stojan na mikrozkumavky	100	Modrá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 619 563	Stojan na mikrozkumavky	100	Žlutá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 119 563	Stojan na mikrozkumavky	100	Červená	1-2 týdny	203 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*