

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na mikrozukmavky > Stojan na mikrozukmavky 5,0 ml, PP

Stojan na mikrozukmavky 5,0 ml, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 48 míst (6 x 8)
- materiál: PP
- barva: modrá
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- plošky na popis na boční straně
- stohovatelný
- rozměry: 205 x 135 x 70 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukmavky](#), [mikropipety](#), [pipetovací špičky](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 071	Stojan na mikrozukmavky	6 x 8	Modrá	Skladem, do 1 týdne	397 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.