

Stojan na mikrozkušavky 5,0 ml, PS

Materiál: PS

- kapacita: 16 mikrozkušavek o objemu 5,0 ml
- materiál: PS (nelze autoklávovat)
- barva: bílá
- číselná síť pro snadnou identifikaci vzorků
- **informace k dodávce:** stojany jsou dodávány v balení po 2 ks



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 349	Stojan na mikrozkušavky	16	Bílá	2	3-4 týdny	720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.