

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Stojany na pipety > Stojan na pipety, horizontální, PP

Stojan na pipety, horizontální, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 12 dělených pipet do objemu 10 ml (max. průměr 8 mm)
- materiál: PP
- barva: bílá
- rozměry (v x š x h): 210 x 208 x 155 mm
- snadná montáž i demontáž



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

| Obj. číslo | Popis | Kapacita | Barva | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------|----------|-------|------------|-----------|
| 130 062 202 001 | Stojan na pipety | 12 míst | Bílá | 4-6 týdnů | 334 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.