

Stojan na pipety, horizontální, PP

Materiál: PP

A 121 °C

- kapacita: 12 dělených pipet do objemu 10 ml (max. průměr 8 mm)
- materiál: PP
- barva: bílá
- rozměry (v x š x h): 210 x 208 x 155 mm
- snadná montáž i demontáž



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 062 202 001	Stojan na pipety	12 míst	Bílá	4-6 týdnů	334 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.