

## Stojan na pipety kulatý, PP + PVC

- kapacita: 28 pipet (18 pipet do průměru 10 mm a 10 pipet do průměru 15 mm)
- materiál: PP a PVC (tyč)
- barva: bílá
- průměr základny: 230 mm

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 263	Stojan na pipety	28 míst	Bílá	3-4 týdny	873 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*