

Stojan na pipety otočný, PP, Kapacita: 94 míst, Barva: Modrá

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 94 pipet do průměru 14 mm
- materiál: PP
- barva: červená nebo modrá
- rozměry (průměr x výška): 230 x 470 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Popis	Kapacita	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 261	Stojan na pipety	94 míst	Červená	4-6 týdnů	959 Kč
130 950 050 760	Stojan na pipety	94 míst	Modrá	1-2 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.