

## Stojan na pipety, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 50 pipet
- průměr otvoru: 16 mm
- materiál: PP
- rozměry (š x d x v): 213 x 114 x 220 mm
- autoklávovatelný při 121 °C po dobu 20 minut



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné pipety](#), [pipetovací balónky](#), [savičky](#), [podnosy](#) na pipety, [kádinky](#) a [stříčky](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 973	Stojan na pipety	50 míst	4-6 týdnů	2 304 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*