

Stojan na sáčky na laboratorní odpad

- výška 250 nebo 350 mm
- pro sáčky o rozměru 200 x 300 nebo 300 x 500 mm
- materiál: kov potažený plastem
- 3 gumové nožičky
- **informace k dodávce:** stojany se objednávají samostatně (bez sáčků) nebo v sadě se sáčky; [sáčky](#) se dají objednat i samostatně



| Obj. číslo | Popis | Výška stojanu [mm] | Pro sáčky o rozměru [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 331 707 001 400 | Stojan na sáčky na odpad | 250 | 200 x 300 | 3-4 týdny | 307 Kč |
| 331 707 001 430 | Stojan na sáčky na odpad | 350 | 300 x 500 | 3-4 týdny | 573 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|---|------------|-------------|
| 331 707 001 401 | Stojan o výšce 250 mm a 100 ks sáčků na odpad 200 x 300 x 0,05 mm | 3-4 týdny | 534 Kč |
| 331 707 001 415 | Stojan o výšce 350 mm a 100 ks sáčků na odpad 300 x 500 x 0,05 mm | 3-4 týdny | 1 027 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.