

Stojan na sáčky na laboratorní odpad

- výška 250 nebo 350 mm
- pro sáčky o rozměru 200 x 300 nebo 300 x 500 mm
- materiál: kov potažený plastem
- 3 gumové nožičky
- **informace k dodávce:** stojany se objednávají samostatně (bez sáčků) nebo v sadě se sáčky; [sáčky](#) se dají objednat i samostatně



Obj. číslo	Popis	Výška stojanu [mm]	Pro sáčky o rozměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 707 001 400	Stojan na sáčky na odpad	250	200 x 300	3-4 týdny	307 Kč
331 707 001 430	Stojan na sáčky na odpad	350	300 x 500	3-4 týdny	573 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
331 707 001 401	Stojan o výšce 250 mm a 100 ks sáčků na odpad 200 x 300 x 0,05 mm	3-4 týdny	534 Kč
331 707 001 415	Stojan o výšce 350 mm a 100 ks sáčků na odpad 300 x 500 x 0,05 mm	3-4 týdny	1 027 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.