

## Stojan na vialky

- vhodný pro vialky o průměru 12 nebo 15 mm
- 50 míst (5 x 10)
- rozměry (d x š x v): 110 x 195 x 22 mm nebo 115 x 240 x 30 mm
- materiál: polykarbonát
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- ploška na popis
- autoklávodatelný
- stohovatelný



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skladovací vialky](#), šroubovací [úzkohrdlé](#), [širokohrdlé](#) nebo [krimpovací vialky](#).

Obj. číslo	Počet míst	Pro vialky o průměru [mm]	Rozměry [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 595 001	50	12	110 x 195 x 22	Modrá	Skladem, do 1 týdne	305 Kč
130 069 595 002	50	15	115 x 240 x 30	Tmavě modrá	4-6 týdnů	340 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*