

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na zkumavky > Stojan na zkumavky, vhodný do vodní lázně, PP

Stojan na zkumavky, vhodný do vodní lázně, PP

Materiál: PP A 121 °C

- 3 velikosti: pro zkumavky do průměru 16, 18 nebo 20 mm
- materiál: šedý PP
- autoklávovatelný do 121 °C
- vhodný do vodní lázně, vhodný i pro titrace (celý obsah zkumavek je dobře viditelný)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): základová deska pro 2 stojany (výhodné pro kolorimetrickou analýzu nebo pro skladování vzorků)



Stojany na zkumavky

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Rozměry v x š x d [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 130	16	10	62,6 x 55 x 220	3-4 týdny	122 Kč
331 850 019 131	18	9	65 x 55 x 220	3-4 týdny	131 Kč
331 850 019 135	20	8	65,5 x 54 x 220	3-4 týdny	144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Základová deska pro 2 stojany

Obj. číslo	Popis	Rozměry v x š x d [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 134	Základová deska pro 2 stojany na zkumavky, PP	13,5 x 156 x 202	3-4 týdny	154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.