

Stojan s děleným zásobníkem špiček pro jednokanálové pipety

Novinka Sleva 10 % Akce LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

- kapacita stojanu: až 4 jednokanálové pipety
- dělený zásobník pro různé velikosti špiček
- průhledné výklopné víko
- rozměry (š x v x h): 244 x 246 x 165 mm
- materiál: akrylát



Obj. číslo	Popis	Počet pipet	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 695 716	Stojan s děleným zásobníkem špiček	až 4	244 x 246 x 165	Skladem, do 1 týdne	3 975 Kč 3 578 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.