

Stojan se zásobníkem špiček pro jednokanálové pipety, Počet pipet: 4, Rozměry [mm]: 200 x 178 x 173

- kapacita: 4 jednokanálové pipety
- materiál: akrylát
- průhledné posuvné víko
- protiskluzové nožičky
- čisté a bezpečné skladování špiček
- **informace k dodávce:** stojan je dodáván prázdný, tj. bez pipet i špiček (obrázek je pouze ilustrační)



Obj. číslo	Počet pipet	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 060 605 001	4	200 x 178 x 173	4-6 týdnů	2 092 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.