

## STOJANY A BOXY NA VIALKY

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Stojany a boxy na vialky

### Stojan na vialky

- vhodný pro vialky o průměru 12 nebo 15 mm
- 50 míst (5 x 10)
- rozměry (d x š x v): 110 x 195 x 22 mm nebo 115 x 240 x 30 mm
- materiál: polykarbonát
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- ploška na popis
- autoklávovatelný
- stohovatelný



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skladovací vialky](#), šroubovací [úzkohrdlé](#), [širokohrdlé](#) nebo [krimpovací vialky](#).

Obj. číslo	Počet míst	Pro vialky o průměru [mm]	Rozměry [mm]	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 069 595 001	50	12	110 x 195 x 22	Modrá	4-6 týdnů	305 Kč
130 069 595 002	50	15	115 x 240 x 30	Tmavě modrá	4-6 týdnů	340 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Box skladovací s víkem, pro vialky o průměru 12 mm

- 100 míst (10 x 10)
- rozměry (d x š x v): 141 x 151 x 53 mm
- průhledné odklápěcí víko (snadná manipulace jednou rukou)
- materiál: PP
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávovatelný
- stohovatelný
- vhodný pro vialky o průměru 11 až 12 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skladovací vialky](#), šroubovací [úzkohrdlé](#), [širokohrdlé](#) nebo [krimpovací vialky](#).

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	-------	------------	--------------	------------	-----------

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Barva</b>	<b>Počet míst</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
150 068 001 022	Krabička na vialky	Modrá	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč
150 068 001 027	Krabička na vialky	Fialová	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč
150 068 001 029	Krabička na vialky	Růžová	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*