

## STOJANY NA MIKROZKUMAVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na mikrozukumavky

### Stojan na mikrozukumavky 0,2/0,5/1,5 ml, PP, trojúrovňový

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 24 míst pro 0,2ml mikrozukumavky, 14 míst pro 0,5ml mikrozukumavky a 12 míst pro 1,5ml mikrozukumavky
- materiál: PP
- barva: modrá
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- číselné značení pozic pro snadnou identifikaci vzorků
- plošky na popis na boční straně
- rozměry: 165 x 125 x 60 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukumavky](#), [mikrozukumavky pro PCR](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 031	Stojan na mikrozukumavky	24 pro objem 0,2 ml, 14 pro objem 0,5 ml a 12 pro objem 1,5 ml	Modrá	4-6 týdnů	204 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Stojan na mikrozukumavky 1,5 ml, různé barvy, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 100 mikrozukumavek o objemu 1,5 ml se zavřeným víčkem nebo bez víčka, nebo 50 mikrozukumavek o objemu 1,5 ml s otevřeným víčkem
- materiál: PP
- barva: bílá, modrá, žlutá a červená
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávovatelný při 121 °C
- stohovatelný (stohovat lze prázdné i plné stojany)
- lze použít i ve vodní lázni nebo mrazničce
- rozměry (d x š x v): 263 x 109,5 x 45 mm, průměr otvorů (horní/dolní) 10,8/7,7 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukumavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------	-------	------------	-----------


Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 563	Stojan na mikrozkušavky	100	Bílá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 419 563	Stojan na mikrozkušavky	100	Modrá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 619 563	Stojan na mikrozkušavky	100	Žlutá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 119 563	Stojan na mikrozkušavky	100	Červená	1-2 týdny	203 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Stojan na mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml, různé barvy, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 80 mikrozkušavek o objemu 1,5 nebo 2,0 ml (do průměru 11 mm)
- materiál: PP
- barva: žlutá, bílá, modrá a červená
- číselná síť pro snadnou identifikaci vzorků
- madla pro snadné přenášení
- autoklávatelný při 121 °C
- vhodný i pro skladování vzorků v mrazničkách až do -80 °C
- kompatibilní s dávkovačem Gilson FC80
- rozměry (d x š x v): 225 x 65 x 27 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozkušavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 990 198	Stojan na mikrozkušavky	80	Žlutá	1-2 týdny	122 Kč
331 850 990 199	Stojan na mikrozkušavky	80	Bílá	Skladem, do 1 týdne	115 Kč
331 850 990 200	Stojan na mikrozkušavky	80	Modrá	1-2 týdny	122 Kč
331 850 990 201	Stojan na mikrozkušavky	80	Červená	4-6 týdnů	122 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Stojan na mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml, plovoucí, PP

Materiál: PP

- 2 typy: kulatý nebo čtvercový
- kapacita: 20 nebo 16 mikrozkuvek o objemu 1,5 nebo 2,0 ml
- průměr otvorů: 10,9 mm
- materiál: PP
- barva: bílá
- pro bezpečné uložení vzorků ve vodní lázni, na ledu nebo na stole
- **informace k dodávce:** stojany jsou dodávány v balení po 4 ks



Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 358	Plovoucí stojan	Kulatý	20	Bílá	Ø 98	4	1-2 týdny	430 Kč
130 647 696 359	Plovoucí stojan	Čtvercový	16	Bílá	102 x 102	4	3-4 týdny	430 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Stojan na mikrozkuvky 5,0 ml, PS

Materiál: PS

- kapacita: 16 mikrozkuvek o objemu 5,0 ml
- materiál: PS (nelze autoklávat)
- barva: bílá
- číselná síť pro snadnou identifikaci vzorků
- **informace k dodávce:** stojany jsou dodávány v balení po 2 ks



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 349	Stojan na mikrozkuvky	16	Bílá	2	3-4 týdny	720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Stojan na mikrozkuvky 5,0 ml, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 48 míst (6 x 8)
- materiál: PP
- barva: modrá
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- plošky na popis na boční straně
- stohovatelný



- rozměry: 205 x 135 x 70 mm

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozkumavky](#), [mikropipety](#), [pipetovací špičky](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 068 001 071	Stojan na mikrozkumavky	6 x 8	Modrá	Skladem, do 1 týdne	397 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Box na mikrozkumavky 0,5/1,5/2,0 ml, s víkem, PP

Materiál: PP    A 121 °C

- kapacita: 81 mikrozkumavek o objemu 0,5/1,5/2,0 ml nebo kryozkumavek o objemu 1,2 ml (do průměru 12 mm a výšky 42 mm)
- materiál: PP
- barva boxu: žlutá, růžová a zelená
- průhledné víko
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávatelný při 121 °C
- vhodný i pro skladování vzorků v mrazničkách až do -80 °C
- rozměry (d x š x v): 133 x 133 x 45 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozkumavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 990 217	Box na mikrozkumavky	81	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	225 Kč
331 850 990 218	Box na mikrozkumavky	81	Růžová	4-6 týdnů	224 Kč
331 850 990 219	Box na mikrozkumavky	81	Zelená	4-6 týdnů	224 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*