

STOJANY NA NÁLEVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Nálevky a násypky > Stojany na nálevky

Stojan na filtrační nálevky

Stojan s magnetickými držáky nálevek a pevným podstavcem s plochou pro umístění nádob. Držáky lze díky magnetům snadno posouvat jednou rukou.

- 2 typy: dvoumístný a čtyřmístný
- magnetické držáky pro nálevky o průměru 40 – 180 mm
- možnost nastavení výšky (až do 450 mm)
- pevná a stabilní konstrukce
- podstavec z PP, tyč z chromované oceli, magnetické držáky z PP, redukční vložky z PVC



Náš TIP K tomuto stojanu zákazníci často kupují různé typy [nálevek](#), [násypky](#), [kádinky](#), [reagenční láhve](#) a [filtrační papíry](#).

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 196 220 200	2místný pro nálevky o průměru 40 – 180 mm	Včetně 2 ks magnetických držáků a 2 ks redukcí	2-3 týdny	2 251 Kč
399 196 220 400	4místný pro nálevky o průměru 40 – 180 mm	Včetně 4 ks magnetických držáků a 4 ks redukcí	2-3 týdny	3 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.