

STOJANY NA ZKUMAVKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na zkumavky

Stojan na zkumavky, hliníkový

- počet míst: 22
- průměr zkumavek: max. 17 mm
- materiál: hliník
- snadné přenášení



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [zkumavky](#), [držáky](#) a [kartáče](#) na zkumavky, [popisovače](#), [lihové kahany](#), skleněné [pipety](#) a [Erlenky](#).

Obj. číslo	Počet míst	Pro zkumavky do Ø [mm]	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 803	22	17	200 x 61 x 85	Skladem	385 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky, nerezový

- 2 typy: 5 x 5 nebo 10 x 5 míst
- průměr zkumavek: max. 13 nebo 17 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [zkumavky](#), [držáky](#) a [kartáče](#) na zkumavky, [popisovače](#), [lihové kahany](#) a [Erlenky](#).

Obj. číslo	Počet míst	Pro zkumavky do Ø [mm]	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 292	5 x 5	13	85 x 85 x 50	4-6 týdnů	423 Kč
397 210 008 293	5 x 5	17	110 x 110 x 50	4-6 týdnů	423 Kč
397 210 008 290	10 x 5	13	85 x 165 x 50	4-6 týdnů	574 Kč
397 210 008 291	10 x 5	17	110 x 220 x 50	4-6 týdnů	574 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky, kulatý, nerezový

- počet míst: 9, 12 nebo 45
- průměr zkumavek: max. 20 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10
- držadlo pro snadnou manipulaci

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [zkumavky](#), [držáky](#) a [kartáče](#) na zkumavky, [popisovače](#), samolepicí [popisovací pásy](#), [lihové kahany](#) a [Erlenky](#).



Obj. číslo	Počet míst	Pro zkumavky do Ø [mm]	Rozměry Ø x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 210 008 230	9	20	98 x 165	3-4 týdny	1 410 Kč
397 210 008 231	12	20	116 x 165	3-4 týdny	2 009 Kč
397 210 008 233	45	20	194 x 165	3-4 týdny	2 413 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky, PP

Materiál: PP A 121 °C

- různé typy
- materiál: PP
- autoklárovatelný do 121 °C
- velmi lehký

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [zkumavky](#), [držáky](#) a [kartáče](#) na zkumavky, [popisovače](#), [lihové kahany](#), skleněné [pipety](#) a [Erlenky](#).



Obj. číslo	Počet míst	Pro zkumavky do Ø [mm]	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 559	12	12	190 x 60 x 80	3-4 týdny	192 Kč
331 850 000 370	10	18	250 x 60 x 74	Skladem	167 Kč
331 850 019 560	12	20	190 x 60 x 80	3-4 týdny	196 Kč
331 850 019 562	24	20	375 x 65 x 95	3-4 týdny	379 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky, univerzální, PP

Materiál: PP A 121 °C

- počet míst: 90, 60, 40 nebo 24 (závisí na Ø zkumavek)
- průměr zkumavek: max. 13, 16, 20, 25 nebo 30 mm
- materiál: PP
- barva: bílá, modrá, žlutá, červená
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávovatelný do 121 °C
- stohovatelný (v rozloženém stavu)
- vhodný do chladničky i vodní lázně
- **informace k dodávce:** stojany se dodávají rozložené



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i skleněné [zkumavky](#), [držáky](#) a [kartáče](#) na zkumavky, [popisovače](#), [lihové kahany](#) a skleněné [pipety](#).

Stojan na zkumavky do Ø 13 mm, rozměry 105 x 246 x 57 mm

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 564	13	90	Bílá	Skladem	203 Kč
331 850 419 564	13	90	Modrá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 619 564	13	90	Žlutá	1-2 týdny	203 Kč
331 850 119 564	13	90	Červená	1-2 týdny	203 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky do Ø 16 mm, rozměry 105 x 246 x 72 mm

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 565	16	60	Bílá	Skladem	195 Kč
331 850 119 565	16	60	Modrá	1-2 týdny	195 Kč
331 850 219 565	16	60	Žlutá	1-2 týdny	195 Kč
331 850 319 565	16	60	Červená	1-2 týdny	195 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky do Ø 20 mm, rozměry 105 x 246 x 72 mm

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 566	20	40	Bílá	Skladem	195 Kč
331 850 419 566	20	40	Modrá	1-2 týdny	195 Kč
331 850 619 566	20	40	Žlutá	1-2 týdny	195 Kč
331 850 119 566	20	40	Červená	1-2 týdny	195 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky do Ø 25 mm, rozměry 125 x 295 x 85 mm

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 119 567	25	40	Bílá	1-2 týdny	231 Kč
331 850 219 567	25	40	Modrá	1-2 týdny	231 Kč
331 850 319 567	25	40	Žlutá	1-2 týdny	231 Kč
331 850 019 567	25	40	Červená	1-2 týdny	231 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky do Ø 30 mm, rozměry 112 x 300 x 85 mm

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 568	30	24	Bílá	1-2 týdny	249 Kč
331 850 419 568	30	24	Modrá	1-2 týdny	249 Kč
331 850 619 568	30	24	Žlutá	1-2 týdny	249 Kč
331 850 119 568	30	24	Červená	1-2 týdny	249 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na zkumavky, vhodný do vodní lázně, PP

Materiál: PP A 121 °C

- 3 velikosti: pro zkumavky do průměru 16, 18 nebo 20 mm
- materiál: šedý PP
- autoklávatelný do 121 °C
- vhodný do vodní lázně, vhodný i pro titrace (celý obsah zkumavek je dobře viditelný)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): základová deska pro 2 stojany (výhodné pro kolorimetrickou analýzu nebo pro skladování vzorků)

**Stojany na zkumavky**

Obj. číslo	Pro zkumavky do Ø [mm]	Počet míst	Rozměry v x š x d [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 130	16	10	62,6 x 55 x 220	3-4 týdny	122 Kč
331 850 019 131	18	9	65 x 55 x 220	3-4 týdny	131 Kč
331 850 019 135	20	8	65,5 x 54 x 220	3-4 týdny	144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Základová deska pro 2 stojany

Obj. číslo	Popis	Rozměry v x š x d [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Popis	Rozměry v x š x d [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 134	Základová deska pro 2 stojany na zkumavky, PP	13,5 x 156 x 202	3-4 týdny	154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na 15ml centrifugační zkumavky typu Falcon

- kapacita: 36 míst (6 x 6) nebo 72 míst (6 x 12)
- pro 15ml centrifugační zkumavky typu Falcon o průměru 17 mm s kónickým dnem
- materiál: nylon vyztužený skelnými vlákny (stojany jsou lisovány z jednoho kusu plastu)
- barva: bílá, modrá, červená, zelená, žlutá
- velká plocha pro štítek na boční straně
- vhodný pro použití ve vodní lázni
- autoklávatelný do 121 °C



Stojany pro 36 zkumavek, provedení 6 x 6

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 320	Stojan na zkumavky	6 x 6	Bílá	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 321	Stojan na zkumavky	6 x 6	Modrá	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 322	Stojan na zkumavky	6 x 6	Červená	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 323	Stojan na zkumavky	6 x 6	Zelená	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 324	Stojan na zkumavky	6 x 6	Žlutá	126 x 58 x 126	1-2 týdny	153 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro 72 zkumavek, provedení 6 x 12

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 310	Stojan na zkumavky	6 x 12	Bílá	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 311	Stojan na zkumavky	6 x 12	Modrá	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 312	Stojan na zkumavky	6 x 12	Červená	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 313	Stojan na zkumavky	6 x 12	Zelená	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 314	Stojan na zkumavky	6 x 12	Žlutá	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč

Stojan na 50ml centrifugační zkumavky typu Falcon

- kapacita: 9 míst (3 x 3) nebo 24 míst (3 x 8)
- pro 50ml centrifugační zkumavky typu Falcon o průměru 30 mm s kónickým dnem
- materiál: nylon vyztužený skelnými vlákny (stojany jsou lisovány z jednoho kusu plastu)
- barva: bílá, modrá, červená, zelená, žlutá
- velká plocha pro štítek na boční straně
- vhodný pro použití ve vodní lázni
- autoklávatelný do 121 °C



Stojany pro 9 zkumavek, provedení 3 x 3

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 325	Stojan na zkumavky	3 x 3	Bílá	109 x 84 x 109	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 326	Stojan na zkumavky	3 x 3	Modrá	109 x 84 x 109	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 327	Stojan na zkumavky	3 x 3	Červená	109 x 84 x 109	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 328	Stojan na zkumavky	3 x 3	Zelená	109 x 84 x 109	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 329	Stojan na zkumavky	3 x 3	Žlutá	109 x 84 x 109	3-4 týdny	153 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro 24 zkumavek, provedení 3 x 8

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 315	Stojan na zkumavky	3 x 8	Bílá	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč
130 647 696 316	Stojan na zkumavky	3 x 8	Modrá	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč
130 647 696 317	Stojan na zkumavky	3 x 8	Červená	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč
130 647 696 318	Stojan na zkumavky	3 x 8	Zelená	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč
130 647 696 319	Stojan na zkumavky	3 x 8	Žlutá	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na centrifugační zkumavky typu Falcon

- 2 různé typy
- typ Plástev je vyroben z polypropylenu, odolává teplotám v rozmezí -20 až 121 °C, jeho výhodou je snadné použití i numerická síť pro identifikaci vzorků, prázdný je stohovatelný
- typ Skládací lze použít ve vodních lázních, je vyroben z polypropylenu, odolává teplotám v rozmezí -20 až 121 °C, jeho výhodou je numerická síť pro identifikaci vzorků a možnost rozložení a stohování



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Obj. číslo	Typ	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 067 806 015	Plástev	15	25	120 x 150 x 32	4-6 týdnů	273 Kč
130 067 806 050	Plástev	50	25	190 x 230 x 35	Skladem	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 067 903 003	Skládací	15	5 x 10	4-6 týdnů	258 Kč
130 067 903 005	Skládací	50	26	4-6 týdnů	265 Kč
130 067 903 006	Skládací	15 a 50	21 a 12	4-6 týdnů	263 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Isolab nemá v nabídce 27. 5. 2024 JB

Obj. číslo	Typ	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 067 820 015	Kryobox	15	6 x 6	130 x 130 x 125	4-6 týdnů	276 Kč
130 067 820 050	Kryobox	50	4 x 4	150 x 150 x 125	4-6 týdnů	276 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na centrifugační zkumavky typu Falcon, drátěný

- počet míst: 15 pro 15ml zkumavky, 8, 16 nebo 36 pro 50ml zkumavky
- materiál: ocel potažená epoxidovou pryskyřicí
- barva: modrá
- rozměry otvoru: 19 x 19 mm (pro 15ml zkumavky), 30 x 30 mm (pro 50ml zkumavky)
- celkové rozměry (d x š x v): v tabulce níže



- autoklárovatelný do 121 °C
- výborná stabilita
- vhodný pro použití v inkubátorech i mrazničkách
- **informace k dodávce:** stojany se dodávají prázdné, tj. bez zkumavek (obrázky jsou pouze ilustrační)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky](#) typu Falcon, [mikropipety](#), [pipetovací špičky](#) a skleněné [kádinky](#).

Obj. číslo	Popis	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 950 026 618	Drátěný stojan	15	5 x 3	114 x 76 x 76	2-3 týdny	1 364 Kč
130 950 013 110	Drátěný stojan	50	4 x 2	147 x 80 x 89	2-3 týdny	1 616 Kč
130 950 013 111	Drátěný stojan	50	4 x 4	158 x 150 x 92	2-3 týdny	2 441 Kč
130 950 013 112	Drátěný stojan	50	6 x 6	229 x 229 x 89	2-3 týdny	3 497 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.