

## Stříčka integrální, PE

Materiál: PE

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: PE
- láhev a výtoková trubička z jednoho kusu
- šroubový uzávěr se závitem GL (dobře těsní)
- krytka na výtokové trubičce



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [lodičky na vážení](#), skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 633	250	140	32	2-3 týdny	64 Kč
331 850 191 634	500	178	32	Skladem, do 1 týdne	72 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*