

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem a potiskem, Potisk: Methanol, Objem [ml]: 500, Barva uzávěru: Oranžová

- objem: 500 ml
- široké hrdlo pro snadné plnění
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- potisk (chemický název, vzorec, CAS, GHS symboly) a barevně odlišený uzávěr pro snadnou identifikaci obsahu
- potisk v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině (**není tedy uveden v českém jazyce**)
- materiál láhve: průsvitný PE (water, distilled water, ethanol, ethylacetate, isopropanol, methanol, toluene) nebo průsvitný PP (acetone, methylethylketone, tetrahydrofuran)
- materiál uzávěru: PE



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [nosič na stříčky](#), skleněné [navažovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Potisk	Objem [ml]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
130 066 250 500	Acetone	500	Červená	Skladem, do 1 týdne	230 Kč
130 066 251 500	Water	500	Modrá	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 251 501	Distilled water	500	Modrá	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 252 500	Ethanol	500	Zelená	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 254 500	Isopropanol	500	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	235 Kč
130 066 255 500	Methanol	500	Oranžová	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 256 500	Methylethylketon	500	Hnědá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 257 500	Tetrahydrofuran	500	Černá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 258 500	Toluene	500	Tyrkysová	4-6 týdnů	235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.