

Stříčka širokohrdlá s barevným uzávěrem a potiskem, Potisk: Methylethylketon, Objem [ml]: 500, Barva uzávěru: Hnědá

- objem: 500 ml
- široké hrdlo pro snadné plnění
- výtoková trubička a uzávěr z jednoho kusu
- potisk (chemický název, vzorec, CAS, GHS symboly) a barevně odlišený uzávěr pro snadnou identifikaci obsahu
- potisk v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině (**není tedy uveden v českém jazyce**)
- materiál láhve: průsvitný PE (water, distilled water, ethanol, ethylacetate, isopropanol, methanol, toluene) nebo průsvitný PP (acetone, methylethylketone, tetrahydrofuran)
- materiál uzávěru: PE



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i [nosič na stříčky](#), skleněné [navažovací lodičky](#) a různé typy [zkumavek](#).

Obj. číslo	Potisk	Objem [ml]	Barva uzávěru	Dostupnost	Cena / ks
130 066 250 500	Acetone	500	Červená	Skladem	230 Kč
130 066 251 500	Water	500	Modrá	Skladem	235 Kč
130 066 251 501	Distilled water	500	Modrá	Skladem	235 Kč
130 066 252 500	Ethanol	500	Zelená	Skladem	235 Kč
130 066 254 500	Isopropanol	500	Žlutá	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 255 500	Methanol	500	Oranžová	4-6 týdnů	235 Kč
130 066 256 500	Methylethylketon	500	Hnědá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 257 500	Tetrahydrofuran	500	Černá	4-6 týdnů	238 Kč
130 066 258 500	Toluene	500	Tyrkysová	4-6 týdnů	235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.