

Stříčka úzkohrdlá se skleněným kolínkem, PE

Materiál: PE

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 250 a 500 ml
- materiál: láhev z PE, výtokové kolínko ze sodnodraselného skla
- šroubový uzávěr

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují skleněné [Petriho misky](#), podložní [mikroskla](#) a různé typy [zkumavek](#).



Obj. číslo	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 524 325 025	250	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
632 524 325 050	500	Skladem, do 1 týdne	49 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.