

## Stříkačka SteriPlast, sterilní

Stříkačky SteriPlast se používají k odběru kapalných vzorků. Množství vzorku lze odečíst z dobře čitelné stupnice.



- sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- vyráběny a jednotlivě baleny v čistých prostorách (třída 7)
- materiál: transparentní PP
- dobře čitelná stupnice
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- **informace k dodávce:** stříkačky o objemu 100 ml jsou dodávány včetně adaptéru Luer

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 250 060	Stříkačka SteriPlast, sterilní	50	1	10	2-3 týdny	604 Kč
399 153 250 100	Stříkačka SteriPlast, sterilní	100	2	10	2-3 týdny	1 796 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*