

## STŘÍKAČKOVÉ FILTRY LABSOLUTE

VERKON > Filtrace > Stříkačkové filtry > Stříkačkové filtry Labsolute

### Filtr stříkačkový Labsolute, 25 mm

Stříkačkové filtry Labsolute s průměrem membrány 25 mm mají standardizovaný vstup i výstup a jsou vyráběny v čistých prostorách. Pouzdro a membrána jsou svařeny pomocí ultrazvuku, což zajišťuje pevný spoj bez použití pojiv. Pro snadnou identifikaci jsou filtry barevně odlišeny podle typu membrány, čímž se minimalizuje riziko záměny.



- průměr membrány: 25 mm (ideální pro objem vzorků 1,5 – 100 ml)
- velikost pórů: 0,22 nebo 0,45  $\mu\text{m}$
- materiál membrány: acetát celulózy (CA), nylon, PES, PTFE, PVDF nebo regenerovaná celulóza (RC)
- materiál pláště: polypropylen (průměr 30 mm, odolnost vůči tlaku až 5,9 bar)
- vstup: Female Luer Lock
- výstup: Male Luer
- sterilní ( $\gamma$ -záření) nebo nesterilní provedení
- oblast použití: podle materiálu membrány
- **informace k dodávce:** filtry jsou dodávány v baleních po 100 ks

#### Nesterilní stříkačkové filtry Labsolute

Obj. číslo	Průměr membrány [mm]	Materiál membrány	Sterilní	Velikost pórů [ $\mu\text{m}$ ]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 647 699 830	25	Acetát celulózy	Ne	0,22	Modrý	100	3-4 týdny	1 276 Kč
140 647 699 831	25	Acetát celulózy	Ne	0,45	Modrý	100	3-4 týdny	1 242 Kč
140 647 699 834	25	Nylon	Ne	0,22	Červený	100	1-2 týdny	1 191 Kč
140 647 699 835	25	Nylon	Ne	0,45	Červený	100	3-4 týdny	1 187 Kč
140 647 699 836	25	PES	Ne	0,22	Zelený	100	1-2 týdny	1 271 Kč
140 647 699 837	25	PES	Ne	0,45	Zelený	100	1-2 týdny	1 271 Kč
140 647 699 840	25	PTFE	Ne	0,22	Oranžový	100	1-2 týdny	1 271 Kč
140 647 699 841	25	PTFE	Ne	0,45	Oranžový	100	1-2 týdny	1 271 Kč
140 647 699 842	25	PVDF	Ne	0,22	Žlutý	100	3-4 týdny	1 360 Kč
140 647 699 843	25	PVDF	Ne	0,45	Žlutý	100	3-4 týdny	1 356 Kč
140 647 699 844	25	Regenerovaná celulóza	Ne	0,22	Růžový	100	3-4 týdny	1 356 Kč
140 647 699 845	25	Regenerovaná celulóza	Ne	0,45	Růžový	100	3-4 týdny	1 360 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Sterilní stříkačkové filtry Labsolute

Obj. číslo	Průměr membrány [mm]	Materiál membrány	Sterilní	Velikost pórů [μm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
140 647 699 832	25	Acetát celulózy	Ano	0,22	Modrý	100	3-4 týdny	2 062 Kč
140 647 699 833	25	Acetát celulózy	Ano	0,45	Modrý	100	3-4 týdny	2 124 Kč
140 647 699 838	25	PES	Ano	0,22	Zelený	100	1-2 týdny	2 118 Kč
140 647 699 839	25	PES	Ano	0,45	Zelený	100	3-4 týdny	2 124 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*