

Svorka pro baňku dle Erlenmeyera k třepačkám Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Pružinové svorky slouží pro uchycení baněk dle Erlenmeyera na perforované desky typu 100, 1000 nebo 2000.



Kapacita desek (tj. maximální počet kusů svorek pro jednotlivé typy desek)

| Typ desky | Baňka podle Erlenmeyera o objemu: | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 25 ml | 50 ml | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | 2000 ml |
| 100 | max. 16 | | max. 8 | max. 5 | max. 3 | max. 2 | - |
| 1000 | max. 20 | | max. 14 | max. 8 | max. 4 | max. 4 | max. 2 |
| 2000 | max. 36 | | max. 23 | max. 12 | max. 9 | max. 5 | max. 3 |

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 392 495 100 000 | Pružinová svorka pro 25ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 525 Kč |
| 392 495 200 000 | Pružinová svorka pro 50ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 675 Kč |
| 392 495 300 000 | Pružinová svorka pro 100ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 750 Kč |
| 392 495 400 000 | Pružinová svorka pro 250ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 950 Kč |
| 392 495 500 000 | Pružinová svorka pro 500ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 1 025 Kč |
| 392 495 600 000 | Pružinová svorka pro 1000ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 1 200 Kč |
| 392 495 630 000 | Pružinová svorka pro 2000ml baňku dle Erlenmeyera | 2-3 týdny | 1 700 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Heidolph-Accessories-Shakers-and-Mixers-EN.pdf