

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky Heidolph > Svorka pro baňku dle Erlenmeyera k třepačkám Heidolph

Svorka pro baňku dle Erlenmeyera k třepačkám Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

Pružinové svorky slouží pro uchycení baňek dle Erlenmeyera na perforované desky typu 100, 1000 nebo 2000.



Kapacita desek (tj. maximální počet kusů svorek pro jednotlivé typy desek)

Typ desky	Baňka podle Erlenmeyera o objemu:						
	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
100	max. 16		max. 8	max. 5	max. 3	max. 2	-
1000	max. 20		max. 14	max. 8	max. 4	max. 4	max. 2
2000	max. 36		max. 23	max. 12	max. 9	max. 5	max. 3

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 495 100 000	Pružinová svorka pro 25ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	525 Kč
392 495 200 000	Pružinová svorka pro 50ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	675 Kč
392 495 300 000	Pružinová svorka pro 100ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	750 Kč
392 495 400 000	Pružinová svorka pro 250ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	950 Kč
392 495 500 000	Pružinová svorka pro 500ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	1 025 Kč
392 495 600 000	Pružinová svorka pro 1000ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	1 200 Kč
392 495 630 000	Pružinová svorka pro 2000ml baňku dle Erlenmeyera	2-3 týdny	1 700 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Heidolph-Accessories-Shakers-and-Mixers-EN.pdf](#)