

## Systém rozkladný infračervený pro stanovení dusíku InKjel

Přístroje se vyznačují jednoduchostí ovládání a rychlým ohřevem materiálu pomocí infračerveného záření.

### Základní charakteristika rozkladných systémů InKjel pro stanovení dusíku:



- jednoduché ovládání
- rychlý ohřev pomocí infračerveného záření
- vhodné i pro vzorky s malým obsahem dusíku (po jednoduché výměně držáku, a v případě potřeby i potrubí pro odtah plynů, mohou být ve stejné jednotce použity rozkladné baňky 250, 500 i 750 ml)
- možnost vydestilování amoniaku (po provedeném rozkladu je možno s výhodou provést pomocí přístroje pro destilaci s vodní parou Vapodest)
- **InKjel M** - manuální nastavení topného výkonu
- **InKjel P** - programovatelná varianta - v paměti přístroje lze uložit až 99 programů sestávajících až z 10 časových intervalů s rozdílným topným výkonem; takto lze rozklad provést rychle a efektivně i u problematických vzorků

Obj. číslo	Typ	Kapacita [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 784 849 450	InKjel 450 M	4 x 500	4-6 týdnů	78 880 Kč
396 784 849 475	InKjel 475 M	4 x 750	4-6 týdnů	76 496 Kč
396 784 849 998	InKjel 625 M	6 x 250	4-6 týdnů	75 488 Kč
396 784 849 999	InKjel 1225 M	12 x 250	4-6 týdnů	94 192 Kč
396 784 850 003	InKjel 450 P	4 x 500	4-6 týdnů	132 440 Kč
396 784 850 004	InKjel 475 P	4 x 750	4-6 týdnů	133 084 Kč
396 784 850 001	InKjel 625 P	6 x 250	4-6 týdnů	134 820 Kč
396 784 850 002	InKjel 1225 P	12 x 250	4-6 týdnů	148 960 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*