

Taburety Kovonax, série NEMO

Stabilní taburety Kovonax NEMO s nosností až 150 kg jsou vhodné pro laboratoře, učebny, ordinace, operační sály apod. Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- 2 typy s výškově nastavitelným sedákem (vřetenové nastavení výšky sezení v rozsahu 220 mm)
- 1 typ s pevnou výškou
- sedák potažený koženkou Meditap (atest pro použití ve zdravotnictví)
- možnost volby barevného provedení sedáku (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní **nerezová** konstrukce
- podnož osazena plastovými patkami

Technické údaje					
Typ		NEMO I	NEMO II	NEMO III	
Výškově nastavitelný sedák		ano	ano	ne	
Sedák	Rozměry	Ø 310 mm	Ø 310 mm	352 x 322 mm	
	Tloušťka	50 mm	50 mm	50 mm	
	Úhel sklonu	-	-	5°	
Sedací (celková) výška		620 - 840 mm	390 - 610 mm	780 mm	
Opora nohou		-	-	ve výšce 220 mm nad podlahou	
Celková šířka		360 mm	360 mm	500 mm	
Hmotnost		6,5 kg	5,5 kg	5 kg	

Taburety Kovonax, série NEMO (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V034HDB	NEMO I	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 620 až 840 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 775 Kč
V035HDB	NEMO II	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 390 až 610 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 125 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V033HDB	NEMO III	Taburet s pevnou výškou sezení (780 mm) a oporou pro nohy ve výšce 220 mm nad podlahou, rozměry sedáku 352 x 322 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	9 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf