

Koženka Urban pro taburety NEMO, Barva: Zelená, k produktu: Taburety Kovonax, série NEMO

Stabilní taburety Kovonax NEMO s nosností až 150 kg jsou vhodné pro laboratoře, učebny, ordinace, operační sály apod. Kovonax je českým výrobcem od prvotního zpracování materiálu až po finální výrobek. Předností všech výrobků této značky je bezpečná a praktická konstrukce, spolehlivost, kvalita zpracování, jednoduchá manipulace a snadná údržba.



- 2 typy s výškově nastavitelným sedákem (vřetenové nastavení výšky sezení v rozsahu 220 mm)
- 1 typ s pevnou výškou
- sedák potažený koženkou Meditap (atest pro použití ve zdravotnictví)
- možnost volby barevného provedení sedáku (číslo koženky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- stabilní **nerezová** konstrukce
- podnož osazena plastovými patkami

Technické údaje				
Typ		NEMO I	NEMO II	NEMO III
Výškově nastavitelný sedák		ano	ano	ne
Sedák	Rozměry	Ø 310 mm	Ø 310 mm	352 x 322 mm
	Tloušťka	50 mm	50 mm	50 mm
	Úhel sklonu	-	-	5°
Sedací (celková) výška		620 – 840 mm	390 – 610 mm	780 mm
Opора nohou		-	-	ve výšce 220 mm nad podlahou
Celková šířka		360 mm	360 mm	500 mm
Hmotnost		6,5 kg	5,5 kg	5 kg

Taburety Kovonax, série NEMO (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V034HDB	NEMO I	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 620 až 840 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 775 Kč
V035HDB	NEMO II	Taburet s vřetenovým výsuvem pro nastavení výšky sezení 390 až 610 mm, průměr sedáku 310 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	12 125 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
V033HDB	NEMO III	Taburet s pevnou výškou sezení (780 mm) a oporou pro nohy ve výšce 220 mm nad podlahou, rozměry sedáku 352 x 322 mm, nerezové provedení, podnož s plastovými patkami	3-4 týdny	9 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Za příplatek lze zvolit jiné barevné provedení čalounění:

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
KU94003	Koženka Urban pro taburety NEMO	Šedá	3-4 týdny	590 Kč
KU94006	Koženka Urban pro taburety NEMO	Béžová	3-4 týdny	590 Kč
KU94007	Koženka Urban pro taburety NEMO	Vínová	3-4 týdny	590 Kč
KU94009	Koženka Urban pro taburety NEMO	Zelená	3-4 týdny	590 Kč
KU94014	Koženka Urban pro taburety NEMO	Červená	3-4 týdny	590 Kč
KU94015	Koženka Urban pro taburety NEMO	Tyrkysová	3-4 týdny	590 Kč
KU94021	Koženka Urban pro taburety NEMO	Hnědá	3-4 týdny	590 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-koženek-Meditap.pdf