

Tampony z buničiny v roli, Askina Brauncel

- materiál: vysoce bělená obvazová buničina
- typ balení: role
- 500 útržků, velikost útržku 4 x 5 cm
- perforace pro snadné utržení a okamžité použití
- vysoce absorpční, rozměrově stabilní
- nesterilní
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): dávkovací box (snadné odtrhávání, ochrana proti prachu)



Tampony z obvazové buničiny

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 959 051 015	Role, 500 útržků 4 x 5 cm	2-3 týdny	105 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Dávkovací box

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 959 515 037	Dávkovací box pro tampony z obvazové buničiny v roli	2-3 týdny	792 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.