

Teploměr chladírenský

- rozsah: -35 až 30 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 17 mm, délka cca 260 mm
- ukončení na korek a hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného dřevěného pouzdra s otvorem na zavěšení



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 020	-35 ... 30	1	Bez pouzdra	Skladem, do 1 týdne	509 Kč
170 020 191 021	-35 ... 30	1	S pouzdrům	2-3 týdny	687 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.