

Teploměr důlní

- provedení: obalový
- rozsah: -30 až 50 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 13 mm, délka cca 140 mm
- ukončení na hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného pouzdra s kovovým kroužkem na zavěšení



| Obj. číslo | Rozsah [°C] | Dělení [°C] | Provedení | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 170 021 920 210 | -30 ... 50 | 1 | Bez pouzdra | 2-3 týdny | 359 Kč |
| 170 021 920 211 | -30 ... 50 | 1 | S pouzdem | 2-3 týdny | 592 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.