

Teploměr elektronický Comet pro sondy Ni1000

Výrobci a značky: COMET

Elektronický teploměr pro vysoce přesné měření teploty pomocí jedné nebo dvou externích sond Ni1000.

Základní charakteristika teploměru Ni1000:

- dvouřádkový LCD displej s podsvícením
- vizuální a akustický alarm při překročení zadaných hranic teploty
- paměť minimální a maximální teploty
- funkce HOLD (uchování měřených hodnot v paměti pro pozdější vyvolání)
- konektor pro připojení napájecího síťového adaptéru
- kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů
- jako příslušenství lze doobjednat síťový adaptér 12 V/0,5 A a akumulátor NiMH 9 V/200 mAh – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je kalibrační list od výrobce, plastový transportní kufřík a 9V baterie (externí [teplotní sondy Ni1000 nejsou](#) součástí dodávky a objednávají se samostatně)



Technické údaje		C0111	C0121
Typ			
Teplotní sonda		externí Ni1000	
Počet kanálů		1	2
Teplota	Rozsah	-50 ... +250 °C	
	Rozlišení	0,1 °C	
	Přesnost	±0,2 °C v rozsahu -50 ... +100 °C ±0,2 % z měřené hodnoty od +100 ... +250 °C	
Provozní teplota		-30 ... +65 °C	
Rozměry		141 x 71 x 27 mm (bez čidla)	
Hmotnost		cca 150 g	
Napájení		baterie 9 V, životnost až 6 měsíců (dle režimu použití)	
Krytí		IP20	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 300 111	C0111	1kanálový, bez záznamu, bez sondy	2-3 týdny	3 600 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 300 121	C0121	2kanálový, bez záznamu, bez sondy	2-3 týdny	3 940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.