

## Teploměr lékařský, digitální

- rozsah: 32 – 43 °C
- přesnost:  $\pm 0,1$  °C
- provedení: s pružným krčkem
- LCD displej
- rychlost měření: cca 30 s (v závislosti na způsobu měření)
- paměť naposledy naměřené hodnoty
- alarm při překročení nastavené teploty
- automatické vypnutí
- vodotěsný
- **informace k dodávce:** součástí dodávky teploměru jsou baterie



**i** V naší nabídce naleznete také klasický [skleněný lékařský teploměr](#).

| Obj. číslo      | Popis                       | Provedení        | Rozsah [°C] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| 170 020 700 023 | Digitální lékařský teploměr | S pružným krčkem | 35 – 43     | Skladem    | 124 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*