


## Teploměr mlékárenský

- obalový teploměr s vloženou stupnicí s různou délkou stonku
- ukončení na korek a hladký zátav
- stupnicová část D = 14-15 mm, L = cca 220 mm
- stonek d = cca 8 mm



| Obj. číslo      | Rozsah [°C] | Dělení [°C] | Náplň     | l <sub>1</sub> [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 170 020 191 130 | 0 ... +120  | 1           | organická | 20                  | 2-3 týdny  | 334 Kč    |
| 170 020 191 150 | 0 ... +120  | 1           | organická | 50                  | 2-3 týdny  | 286 Kč    |
| 170 020 191 170 | 0 ... +120  | 1           | organická | 80                  | 2-3 týdny  | 343 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*