


Teploměr mlékárenský

- obalový teploměr s vloženou stupnicí s různou délkou stonku
- ukončení na korek a hladký zátav
- stupnicová část D = 14-15 mm, L = cca 220 mm
- stonek d = cca 8 mm



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Náplň	l ₁ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 130	0 ... +120	1	organická	20	2-3 týdny	334 Kč
170 020 191 150	0 ... +120	1	organická	50	2-3 týdny	286 Kč
170 020 191 170	0 ... +120	1	organická	80	2-3 týdny	343 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.