

Teploměr s normalizovaným zábrusem NZ 14,5/23

- obalový
- stupnice z mléčného skla, hladký zátav
- stupnicová část: D = 10-11 mm, L = 300 mm, stonek d = 7-8 mm
- délka l_1 je hloubka ponoru při vyměření stupnice
- vestavěná délka stonku l_2 je včetně NZ
- náplň: organická



Možné délky stonků	
l_1 [mm]	l_2 [mm]
35	60
55	80
75	100
135	160
175	200
225	250
275	300

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 213 121 101	0 ... +100	0,5	35	60	Skladem, do 1 týdne	855 Kč
170 213 122 101	0 ... +150	0,5	35	60	Delší termín	891 Kč
170 213 133 101	0 ... +250	1	35	60	Skladem, do 1 týdne	887 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teplotní rozsah 0 ... +200 °C

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 213 132 101	0 ... +200	1	35	60	2-3 týdny	874 Kč

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	l₁ [mm]	l₂ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 500 972	0 ... +200	1	85	110	Skladem, do 1 týdne	810 Kč
170 020 500 973	0 ... +200	1	105	130	Skladem, do 1 týdne	825 Kč
170 020 131 324	0 ... +200	1	135	160	Skladem, do 1 týdne	901 Kč
170 020 500 974	0 ... +200	1	185	210	Skladem, do 1 týdne	862 Kč
170 020 500 975	0 ... +200	1	205	230	Skladem, do 1 týdne	862 Kč
170 020 131 326	0 ... +200	1	225	250	Skladem, do 1 týdne	955 Kč
170 020 131 327	0 ... +200	1	275	300	Delší termín	953 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.