

## Teploměr tyčinkový pro kontrolu chladicího zařízení

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 123 001	-80 ... 35	1	150	2-3 týdny	346 Kč
170 020 123 002	-40 ... 35	1	135	2-3 týdny	335 Kč
170 020 123 301	-10 ... 200	1	190	2-3 týdny	338 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*