

## Teploměr tyčinkový pro všeobecné použití

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 121 015	-80 ... 30	1	260	1-2 týdny	374 Kč
170 020 121 025	-60 ... 50	1	260	1-2 týdny	334 Kč
170 020 121 235	-35 ... 50	0,5	280	Skladem, do 1 týdne	405 Kč
170 020 121 035	-35 ... 50	1	260	1-2 týdny	324 Kč
170 020 121 065	-35 ... 110	1	280	Skladem, do 1 týdne	378 Kč
170 020 121 245	-10 ... 50	0,5	260	1-2 týdny	319 Kč
170 020 121 045	-10 ... 50	1	200	1-2 týdny	299 Kč
170 020 121 255	-10 ... 110	0,5	300	Skladem, do 1 týdne	379 Kč
170 020 121 055	-10 ... 110	1	260	Skladem, do 1 týdne	336 Kč
170 020 121 275	-10 ... 150	0,5	340	Skladem, do 1 týdne	392 Kč
170 020 121 075	-10 ... 150	1	280	Skladem, do 1 týdne	357 Kč
170 020 121 085	-10 ... 200	1	300	Skladem, do 1 týdne	415 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*