

Teploměr tyčinkový pro všeobecné použití

- provedení: tyčinkový, kulatá bíle obložená kapilára, plný ponor
- stupnice leptaná na povrchu kapiláry
- náplň: organická
- průměr: 6 - 7 mm
- ukončení: zátav s kuličkou



| Obj. číslo | Rozsah [°C] | Dělení [°C] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 170 020 121 015 | -80 ... 30 | 1 | 260 | 1-2 týdny | 374 Kč |
| 170 020 121 025 | -60 ... 50 | 1 | 260 | 1-2 týdny | 334 Kč |
| 170 020 121 235 | -35 ... 50 | 0,5 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 405 Kč |
| 170 020 121 035 | -35 ... 50 | 1 | 260 | 1-2 týdny | 324 Kč |
| 170 020 121 065 | -35 ... 110 | 1 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 378 Kč |
| 170 020 121 245 | -10 ... 50 | 0,5 | 260 | 1-2 týdny | 319 Kč |
| 170 020 121 045 | -10 ... 50 | 1 | 200 | 1-2 týdny | 299 Kč |
| 170 020 121 255 | -10 ... 110 | 0,5 | 300 | Skladem, do 1 týdne | 379 Kč |
| 170 020 121 055 | -10 ... 110 | 1 | 260 | Skladem, do 1 týdne | 336 Kč |
| 170 020 121 275 | -10 ... 150 | 0,5 | 340 | Skladem, do 1 týdne | 392 Kč |
| 170 020 121 075 | -10 ... 150 | 1 | 280 | Skladem, do 1 týdne | 357 Kč |
| 170 020 121 085 | -10 ... 200 | 1 | 300 | Skladem, do 1 týdne | 415 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.