

Teploměr vpichový Culinary

Teploměr Culinary umožňuje kontrolu teploty jádra prostřednictvím vpichovací sondy.

- snadná obsluha jednou rukou
- dobře čitelný displej
- funkce HOLD (pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji)



Technické údaje	
Rozsah	-50 ... 300 °C
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	±1 °C v rozsahu -20 ... 120 °C ±2 °C ve zbylém rozsahu
Rychlost měření	4 - 5 s
Délka sondy	95 mm
Celková délka	165 mm
Hmotnost	35 g
Napájení	1,5V knoflíková baterie LR44 (součást dodávky)

Obj. číslo	Typ	Měřicí rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 105 511	Culinary	-50 až 300	Skladem, do 1 týdne	427 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.