

Termostat blokový analogový Ohaus

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.

Základní charakteristika analogových blokových termostatů Ohaus:



- analogové ovládání teploty
- dva ovládací regulátory s označením čísel od 1 do 10; regulátor s nízkým rozsahem nastavuje teplotu od +5 do +100 °C, regulátor pro vysoké teploty nastavuje rozsah od +75 do +150 °C
- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

Technické údaje				
Typ	HB1AL	HB2AL	HB4AL	HB6AL
Počet bloků	1	2	4	6
Teplotní rozsah	nízký rozsah: teplota okolí +5 ... +100 °C vysoký rozsah: +75 ... +150 °C			
Doba ohřevu (100 °C)	cca 16 min		cca 23 min	cca 30 min
Rozměry (h x š x v)	315 x 203 x 89 mm	391 x 203 x 89 mm	429 x 203 x 89 mm	531 x 203 x 89 mm

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
423 523 392 047	HB1AL	Pro 1 blok	2-3 týdny	11 736 Kč
423 523 392 054	HB2AL	Pro 2 bloky	2-3 týdny	16 080 Kč
423 523 392 068	HB4AL	Pro 4 bloky	Na dotaz	22 440 Kč
423 523 392 075	HB6AL	Pro 6 bloků	2-3 týdny	32 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB1AL-EN.pdf

Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2AL-EN.pdf

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB4AL-EN.pdf

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB6AL-EN.pdf