

Termostat blokový digitální s víkem Ohaus

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.



Základní charakteristika digitálního blokového termostatu s víkem Ohaus:

- model s vyhřívaným víkem (zamezuje kondenzaci)
- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

Technické údaje	
Typ	HB2DGHL
Počet bloků	2
Teplotní rozsah	5 °C nad teplotu okolí ... +100 °C
Doba ohřevu (100 °C)	cca 16 min
Rozměry (h x š x v)	391 x 203 x 178 mm

Upozornění: U blokových termostatů Ohaus je v současné době dodací lhůta 10 až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás kontaktujte a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
423 523 392 103	HB2DGHL	Termostat blokový digitální s víkem - pro 2 bloky	6-8 týdnů	38 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2DGHL-EN.pdf