

## Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou lázní

Výrobci a značky: Julabo

Oběhové termostaty řady Julabo CORIO C-B a C-BT jsou intuitivní zařízení s otevřenými lázněmi o objemech od 3,5 do 27 litrů. Modely jsou dostupné s lázněmi v kvalitní polykarbonátové konstrukci nebo v provedení z nerezové oceli a nabízí vhodné řešení při kontrole teploty vzorků, přípravě vzorků pro sérologii a klinickou chemii, při analýze, testování materiálů či dalších standardních laboratorních aplikacích.



### Základní charakteristika oběhových termostatů Julabo CORIO C s otevřenou lázní:



- dobře čitelný LED displej, jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- přesná regulace teploty, teplotní rozsah: +20 ... 100 °C
- nerezová nebo polykarbonátová lázeň o objemu 3,5 - 27 l
- pouze pro nehořlavé kapaliny (1. stupeň ochrany dle DIN 12876-1)
- možnost připojení chladicí spirály pro dochlazování vodou z řady<sup>(1)</sup>
- pro standardní interní aplikace
- tichý chod
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je oběhový termostat Julabo CORIO C s nerezovou nebo polykarbonátovou lázní; víko není součástí dodávky

Technické údaje oběhového termostatu Julabo CORIO C (bez lázně)	
Teplotní rozsah	+20 ... 100 °C
Teplotní stabilita	±0,03 °C
Displej	LED
Rozlišení displeje	0,01 - 0,1 °C
Topný výkon	2 kW
Max. průtok	6 l/min
Max. tlak	0,1 bar
Hloubka ponoru	166 mm
Chladicí spirála	volitelná (objednává se samostatně)
Klasifikace podle DIN 12876-1	Třída I (NFL)
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C
Rozměry (š x v x h)	132 x 160 x 362 mm

Hmotnost	1,9 kg
Napájení	230 V

Technické údaje oběhových termostatů Julabo CORIO C s lázní a katalogové listy ke stažení

**Otevřené nerezové lázně s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5)**

Ke stažení / Typ	Objem	Vnější rozměry lázně (šxdxh)	Vnitřní rozměry (šxdxh)	Víko	Výpustný ventil
 CORIO C-B5	3,5 - 5 l	230 x 380 x 410 mm	150 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-B13	9 - 13 l	380 x 400 x 420 mm	300 x 180 x 150 mm	ne	ano
 CORIO C-B17	13 - 17 l	380 x 400 x 470 mm	300 x 180 x 200 mm	ne	ano
 CORIO C-B19	14 - 19 l	380 x 580 x 420 mm	300 x 350 x 150 mm	ne	ano
 CORIO C-B27	17 - 27 l	380 x 580 x 470 mm	300 x 350 x 200 mm	ne	ano

**Otevřené průhledné lázně z polykarbonátu, bez výpustného ventilu**

Ke stažení / Typ	Objem	Vnější rozměry lázně (šxdxh)	Vnitřní rozměry (šxdxh)	Víko	Výpustný ventil
 CORIO C-BT5	3,5 - 5 l	230 x 380 x 380 mm	150 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT9	6 - 9 l	320 x 380 x 380 mm	230 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT19	14 - 19 l	380 x 580 x 380 mm	300 x 350 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT27	20 - 27 l	380 x 580 x 430 mm	300 x 350 x 200 mm	ne	ne

Obj. číslo	Typ	Typ lázně	Objem [l]	Výpustný ventil	Dostupnost	Cena / sada
<b>Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou nerezovou lázní s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5):</b>						
424 389 011 405	CORIO C-B5	Nerezová bez víka	3,5-5	Ne	3-4 týdny	29 940 Kč
424 389 011 413	CORIO C-B13	Nerezová bez víka	9-13	Ano	3-4 týdny	34 515 Kč
424 389 011 417	CORIO C-B17	Nerezová bez víka	13-17	Ano	3-4 týdny	37 590 Kč
424 389 011 419	CORIO C-B19	Nerezová bez víka	14-19	Ano	3-4 týdny	37 465 Kč
424 389 011 427	CORIO C-B27	Nerezová bez víka	17-27	Ano	3-4 týdny	41 690 Kč
<b>Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou průhlednou lázní bez výpustného ventilu:</b>						

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Typ lázně</b>	<b>Objem [l]</b>	<b>Výpustný ventil</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / sada</b>
424 389 011 305	CORIO C-BT5	Polykarbonátová bez víka	3,5-5	Ne	3-4 týdny	27 590 Kč
424 389 011 309	CORIO C-BT9	Polykarbonátová bez víka	6-9	Ne	3-4 týdny	28 940 Kč
424 389 011 319	CORIO C-BT19	Polykarbonátová bez víka	14-19	Ne	3-4 týdny	30 940 Kč
424 389 011 327	CORIO C-BT27	Polykarbonátová bez víka	20-27	Ne	3-4 týdny	32 190 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*