

Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou lázní

Výrobci a značky: Julabo

Oběhové termostaty řady Julabo CORIO C-B a C-BT jsou intuitivní zařízení s otevřenými lázněmi o objemech od 3,5 do 27 litrů. Modely jsou dostupné s lázněmi v kvalitní polykarbonátové konstrukci nebo v provedení z nerezové oceli a nabízí vhodné řešení při kontrole teploty vzorků, přípravě vzorků pro sérologii a klinickou chemii, při analýze, testování materiálů či dalších standardních laboratorních aplikacích.



Základní charakteristika oběhových termostatů Julabo CORIO C s otevřenou lázní:

- dobře čitelný LED displej, jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- přesná regulace teploty, teplotní rozsah: +20 ... 100 °C
- nerezová nebo polykarbonátová lázeň o objemu 3,5 - 27 l
- pouze pro nehořlavé kapaliny (1. stupeň ochrany dle DIN 12876-1)
- možnost připojení chladicí spirály pro dochlazování vodou z řadu⁽¹⁾
- pro standardní interní aplikace
- tichý chod
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je oběhový termostat Julabo CORIO C s nerezovou nebo polykarbonátovou lázní; víko není součástí dodávky

| Technické údaje oběhového termostatu Julabo CORIO C (bez lázně) | |
|---|-------------------------------------|
| Teplotní rozsah | +20 ... 100 °C |
| Teplotní stabilita | ±0,03 °C |
| Displej | LED |
| Rozlišení displeje | 0,01 - 0,1 °C |
| Topný výkon | 2 kW |
| Max. průtok | 6 l/min |
| Max. tlak | 0,1 bar |
| Hloubka ponoru | 166 mm |
| Chladicí spirála | volitelná (objednává se samostatně) |
| Klasifikace podle DIN 12876-1 | Třída I (NFL) |
| Provozní podmínky | teplota okolí 5 - 40 °C |
| Rozměry (š x v x h) | 132 x 160 x 362 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |

| | |
|----------|-------|
| Napájení | 230 V |
|----------|-------|

Technické údaje oběhových termostatů Julabo CORIO C s lázní a katalogové listy ke stažení

Otevřené nerezové lázně s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5)

| Ke stažení / Typ | Objem | Vnější rozměry lázně (šxdxh) | Vnitřní rozměry (šxdxh) | Víko | Výpustný ventil |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
|  CORIO C-B5 | 3,5 - 5 l | 230 x 380 x 410 mm | 150 x 150 x 150 mm | ne | ne |
|  CORIO C-B13 | 9 - 13 l | 380 x 400 x 420 mm | 300 x 180 x 150 mm | ne | ano |
|  CORIO C-B17 | 13 - 17 l | 380 x 400 x 470 mm | 300 x 180 x 200 mm | ne | ano |
|  CORIO C-B19 | 14 - 19 l | 380 x 580 x 420 mm | 300 x 350 x 150 mm | ne | ano |
|  CORIO C-B27 | 17 - 27 l | 380 x 580 x 470 mm | 300 x 350 x 200 mm | ne | ano |

Otevřené průhledné lázně z polykarbonátu, bez výpustného ventilu

| Ke stažení / Typ | Objem | Vnější rozměry lázně (šxdxh) | Vnitřní rozměry (šxdxh) | Víko | Výpustný ventil |
|--|-----------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
|  CORIO C-BT5 | 3,5 - 5 l | 230 x 380 x 380 mm | 150 x 150 x 150 mm | ne | ne |
|  CORIO C-BT9 | 6 - 9 l | 320 x 380 x 380 mm | 230 x 150 x 150 mm | ne | ne |
|  CORIO C-BT19 | 14 - 19 l | 380 x 580 x 380 mm | 300 x 350 x 150 mm | ne | ne |
|  CORIO C-BT27 | 20 - 27 l | 380 x 580 x 430 mm | 300 x 350 x 200 mm | ne | ne |

| Obj. číslo | Typ | Typ lázně | Objem [l] | Výpustný ventil | Dostupnost | Cena / sada |
|---|-------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|-------------|
| Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou nerezovou lázní s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5): | | | | | | |
| 424 389 011 405 | CORIO C-B5 | Nerezová bez víka | 3,5-5 | Ne | 3-4 týdny | 29 940 Kč |
| 424 389 011 413 | CORIO C-B13 | Nerezová bez víka | 9-13 | Ano | 3-4 týdny | 34 515 Kč |
| 424 389 011 417 | CORIO C-B17 | Nerezová bez víka | 13-17 | Ano | 3-4 týdny | 37 590 Kč |
| 424 389 011 419 | CORIO C-B19 | Nerezová bez víka | 14-19 | Ano | 3-4 týdny | 37 465 Kč |
| 424 389 011 427 | CORIO C-B27 | Nerezová bez víka | 17-27 | Ano | 3-4 týdny | 41 690 Kč |
| Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou průhlednou lázní bez výpustného ventilu: | | | | | | |

| Obj. číslo | Typ | Typ lázně | Objem [l] | Výpustný ventil | Dostupnost | Cena / sada |
|-------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 424 389 011 305 | CORIO C-BT5 | Polykarbonátová bez víka | 3,5-5 | Ne | 3-4 týdny | 27 590 Kč |
| 424 389 011 309 | CORIO C-BT9 | Polykarbonátová bez víka | 6-9 | Ne | 3-4 týdny | 28 940 Kč |
| 424 389 011 319 | CORIO C-BT19 | Polykarbonátová bez víka | 14-19 | Ne | 3-4 týdny | 30 940 Kč |
| 424 389 011 327 | CORIO C-BT27 | Polykarbonátová bez víka | 20-27 | Ne | 3-4 týdny | 32 190 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.