

## Test ATP k luminometrům SystemSURE

Stěrové přípravky Ultrasnap, Aquasnap a Supersnap vynikají snadným použitím. Jsou založeny na technologii lámacího ventilu, obsahují unikátní kapalný reagent a poskytují spolehlivé výsledky. Používají se v kombinaci s luminometry SystemSURE.

- rychlé a snadné použití
- SnapValve - technologie lámacího ventilu
- spolehlivé výsledky
- 100 ks v balení



<b>Ultrasnap</b>	ATP stěrový přípravek pro kontrolu pevných povrchů; test na kontrolu čistoty po sanitaci
<b>Aquasnap</b>	ATP test na kontrolu vody; určen na jednoduchou a rychlou kontrolu čistoty vody, oplachové vody, mikrobiologické úrovně odpadní vody, s výhodou se používá také ve stanicích CIP; tvarovaná odběrová špička na odběr 100 µl vzorku
<b>Supersnap</b>	ATP stěr se zvýšenou citlivostí umožňuje spolehlivou detekci i nejmenších stop znečištění (0,1 fmol ATP); využívá se na monitoring hygieny v provozech s nejvyššími nároky na čistotu

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 750 002 020	Ultrasnap	ATP stěrový test na kontrolu čistoty pevných povrchů po sanitaci	100	1-2 týdny	8 380 Kč
396 750 200 100	Aquasnap	ATP test na kontrolu vody	100	1-2 týdny	8 380 Kč
396 750 200 300	Supersnap	ATP stěrový test se zvýšenou citlivostí pro aplikace s nejvyššími nároky	100	1-2 týdny	10 280 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*